

FibroScan®-Elastométrie hépatique

L'élastométrie hépatique permet d'évaluer la présence d'une éventuelle fibrose du foie, en mesurant l'élasticité du foie. Cette mesure est réalisée grâce à un appareil spécifique appelé **FibroScan®**.

L'appareil



L'écran



Déroulement de l'examen

Le patient est installé en décubitus dorsal (sur le dos) sur une table d'examen, le bras droit relevé derrière la tête. Après application d'un gel, le médecin pose à la surface de la peau, entre 2 côtes, une sonde à ultrasons montée sur un système vibrant. Le résultat de la mesure s'affiche sur l'écran : c'est l'élastométrie. Cette mesure est réalisée 10 fois.



Cet examen ne nécessite ni préparation, ni hospitalisation. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun. L'examen est totalement indolore et dure environ 5 mn. Pour le patient l'examen ressemble à une échographie.